

kanjiHome



MASAJEADOR HOMBROS Y CUELLO CON CALOR



FINALIDAD DE USO

Utilice el aparato sólo para los fines previstos. Cualquier otro uso puede resultar en daños en el aparato o lesiones.

Si tiene alguno de los siguientes trastornos o afecciones, consulte a su médico antes de usar:

1. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, flebitis, celulitis en las piernas o en cualquier otro lugar, coágulos de sangre en piernas o trastornos hemorrágicos.
2. Está embarazada.
3. Tiene un marcapasos.
4. Tiene alguna inquietud sobre su salud.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instrucciones específicas de seguridad

1. No opere con las manos mojadas.
2. No opere en el agua.
3. No arrastre o tire del cable de la toma de corriente.
4. No coloque objetos pesados sobre la almohadilla.
5. No usar el masajeador mientras duerme.
6. No lo use en estado de ebriedad.
7. No masajee directamente la mano, el codo, la rodilla, las mamas o zona abdominal.
8. No exceda los 30 minutos de uso.
9. Para evitar descargas eléctricas, NO tire del cable. Desconecte el cable de alimentación agarrando el enchufe.
10. Si el masajeador no funciona correctamente, apáguelo y suspenda el uso.
11. No permita que los niños usen o jueguen con el masajeador.
12. Suspenda su uso si percibe molestias.
13. Busque atención médica antes de usar si está embarazada, tiene fiebre, tumor, enfermedad cardíaca, si está recuperándose de un procedimiento quirúrgico, o tiene un trastorno.
14. Mantener alejado de objetos afilados.
15. Desconecte de la fuente de energía antes de limpiar con paño húmedo.
16. No lo utilice si el cable de alimentación está deshilachado o dañado.
17. Este producto no incluye fuente de alimentación. En caso de utilizar una, la misma debe ser de 5V/1A.

ANTES DEL PRIMERO USO

1. Quite el aparato y sus accesorios del envase cuidadosamente. Conserve el embalaje en caso que quiera guardar el aparato o transportarlo posteriormente. Si quiere deshacerse del embalaje, debe realizarlo de acuerdo a la normativa legal aplicable.
2. Verifique que el contenido del embalaje esté completo y sin daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no use el aparato. Devuélvalo a su punto de venta de forma inmediata.
3. Limpie el aparato y todos los accesorios antes de su primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO

USANDO EL MASAJEADOR / MASAJEADOR RECARGABLE

1. presione el botón de encendido para encender el masajeador.
2. Presione el botón de dirección para cambiar el sentido de movimiento (horario y anti horario).
3. Presione brevemente el botón de calor para encender o apagar el calor.
4. Después del masaje, presione el botón de encendido para apagar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el masajeador y deje que los nodos del masajeador se enfrién. después del uso.
2. Limpie el exterior del masajeador con un paño húmedo y seque con un paño suave y limpio.
3. Evite limpiar la malla que cubre los nodos del masajeador, este material es muy delgado y el agua se filtrará.
4. Deje que la cubierta del masajeador se seque completamente antes de usar y asegúrese de que el adaptador de AC no esté cerca del agua cuando se use.
5. El masajeador debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de agua o calor. Es mejor almacenado en una caja segura o en una bolsa hermética para mantenerlo libre de polvo.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.